



MORSA WASWALLEN

- Voor de productie van volledige occlusale randen
- Uitgevoerde tandbogen
- Geen tijdrovende hermodellering van voorgevormde partij meer nodig
- Optimale pasvorm op de alveolaire kam door basale groef
- De schuine uiteinden voorkomen voorcontact en dus de neiging tot kokhalzen
- Snel aanpasbaar aan elke orale situatie
- Snel en eenvoudig hermodelleren in opgewarmde toestand
- Vormstabiliteit na afkoeling garandeert nauwkeurige beetregistratie
- Vereenvoudigde visuele controle door ondoorzichtige kleuren
- Verkrijgbaar in twee hardheden en twee kleuren:
 - Medium hardheid = rode penetratie: 25
 - Hard = roze penetratie: 23
- Verkrijgbaar in 100 stuks maat:
 - Large, grote rand = Standaard: hoogte 12 mm, lengte 50 mm, breedte 53 mm

